

3-クロロ-1,2-プロパンジオール

試料採取

定 容
| + 内部標準物質
| + 水

分 取

エキストレルートカラム (酢酸エチルで溶出)

定 容

分 取

| + 2 %フェニルホウ酸の酢酸エチル溶液

濃縮乾固

| + ヘキサン

カラムクロマトグラフィー

| (InertSep フロリジル、酢酸エチル及びエタノールの混液で溶出)

濃縮乾固

| + 酢酸エチル

ガスクロマトグラフィー質量分析法