

## 酢酸エチル

(ヘッドスペース法)

試料採取(バイアル瓶)  
| +水, *N,N*-ジメチルホルムアミド等 \*  
バイアル瓶を密栓  
|  
ヘッドスペースガス  
|  
ガスクロマトグラフィー質量分析法

\* 試料に応じて適切な溶媒を選択

(振とう法)

試料採取  
| +水  
| +ヘキサン  
抽出(ホモジナイザー)  
| +塩化ナトリウム  
振とう  
|  
遠心分離  
|  
ヘキサン層  
|  
ガスクロマトグラフィー質量分析法