

眼刺激性/腐食性試験 分類一覧

動物試験		代替法		
TG405 眼刺激性/腐食性 20万円~/1検体 検体必要量: 30 g	GHS分類	TG491 In Vitro短時間曝露法 (STE法) 30万円/1検体 検体必要量: 10 g	TG492 ヒト培養角膜モデルを用いる 眼刺激性試験 30万円/1検体 検体必要量: 10 g	TG494 ビトリゲルを用いる 眼刺激性試験 20万円/1検体 検体必要量: 10 g
区分1	区分1	区分1(腐食性)	区分1または2 (刺激性)	区分1または2 (刺激性)
区分2A	区分2A	予測できない		
区分2B	区分2B			
区分に該当しない	区分に 該当しない	区分に該当しない* (非刺激性)	区分に該当しない (非刺激性)	区分に該当しない (非刺激性)

* 揮発性の高いサンプル, 界面活性剤以外の固体サンプルは除く。
 検体必要量は検体の性状により減らせる場合がございます。ご相談ください。