

分析料金一覧（ペットフード表示に関わる成分分析関連項目）

（単位：円, 税抜き）

区分	分析項目	検体必要量 (目安)	至急対応	分析方法	定量下限	単価	区分ごと 料金①	区分ごと 料金②	
基礎成分	水分	30g	可（5営業日）	－	0.1%	3,300	22,000		
	たんぱく質	30g		燃焼法,ケルダール法	0.1%	4,400			
	脂質	40g		酸分解法	0.1%	5,900			
	粗繊維	45g		ろ過法	0.1%	5,100			
	灰分	45g		－	0.1%	3,300			
ミネラル	カルシウム	50g	可（5営業日）	ICP発光分析法	1.0 mg/100g	6,600	13,200	89,200	
	リン	50g		ICP発光分析法	1.0 mg/100g	6,600			
	マグネシウム	50g		ICP発光分析法	0.1 mg/100g	6,600	54,000		
	鉄	50g		ICP発光分析法	0.10 mg/100g	6,600			
	銅	50g		ICP発光分析法	0.01 mg/100g	7,700			
	マンガン	50g		ICP発光分析法	0.01 mg/100g	7,700			
	亜鉛	50g		ICP発光分析法	0.05 mg/100g	7,700			
	カリウム	40g		原子吸光光度法	1.0 mg/100g	6,100			
	ナトリウム	40g		原子吸光光度法	1.0 mg/100g	6,100			
	塩素	40g		電位差滴定法	5 mg/100g	5,500			
	ヨウ素	50g		ガスクロマトグラフィー	0.01 mg/100g	17,600	17,600		17,600
	セレン	10g		蛍光光度法	5 μg/100g	15,000	15,000		15,000
ビタミン類	レチノール (ビタミンA (レチノールより換算))	100g	可（5営業日）	高速液体クロマトグラフィー	0.01 mg/100g	13,200	82,500	203,500	
	ビタミンD	40g	可（6営業日）	高速液体クロマトグラフィー	30 IU/100g	29,700			
	トコフェロール(ビタミンE) α-トコフェロール当量 α-トコフェロール, β-トコフェロール, γ-トコフェロール, δ-トコフェロール	40g	可（5営業日）	高速液体クロマトグラフィー	0.1 mg/100g	17,600			
	チアミン(ビタミンB1)	50g		高速液体クロマトグラフィー	0.01 mg/100g	11,000			
	リボフラビン(ビタミンB2)	50g		高速液体クロマトグラフィー	0.01 mg/100g	11,000			
	パントテン酸	30g	可（8営業日）	微生物定量法	0.05 mg/100g	15,400	84,700		
	ナイアシン	20g		微生物定量法	0.03 mg/100g	15,400			
	ビタミンB6	20g		微生物定量法	0.003 mg/100g	15,400			
	葉酸	30g		微生物定量法	1 μg/100g	16,500			
	ビタミンB12	30g		微生物定量法	0.03 μg/100g	22,000			
	コリン	50g	受託しておりません	吸光光度法	0.03%	14,300	36,300		
	タウリン	50g	可（5営業日）	アミノ酸自動分析法	0.01 g/100g	22,000			
	ヒオチン	20g	可（8営業日）	微生物定量法	0.3 μg/100g	16,500			
アミノ酸・油脂	アミノ酸（18種）	50g	可（7営業日）	アミノ酸自動分析法	1 mg/100g	60,500	60,500	83,600	
	リノール酸	50g	可（5営業日）	ガスクロマトグラフィー	0.01 g/100gまたは 0.1g/100g(高含量のもの)	19,800	23,100		
	アラキドン酸	50g		ガスクロマトグラフィー	0.01 g/100gまたは 0.1g/100g(高含量のもの)	19,800			
	エイコサヘンタエン酸	20g		ガスクロマトグラフィー	0.01 g/100gまたは 0.1g/100g(高含量のもの)	19,800	26,400		
	ドコサヘキサエン酸	20g		ガスクロマトグラフィー	0.01 g/100gまたは 0.1g/100g(高含量のもの)	19,800			
	α-リノレン酸	20g		ガスクロマトグラフィー	0.01 g/100gまたは 0.1g/100g(高含量のもの)	19,800			